

LAVADORA ULTRASSÔNICA HOSPITALAR Q 32/40A JET TOUCH 2,8"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência ultrassônica	40 kHz +/- 5%
Capacidade em Litros	32 litros
Dimensões cesto (mm)	620 x 260 x 140
Dimensões cuba (mm)	640 x 280 x 250
Dimensões totais equipamentos (mm)	690 x 500 x 580
Potência ultrassônica	1200 Watts
Temporizador digital	0 a 99 minutos
Controle de aquecimento ajustável	30 à 65 °C (+/- 5%)
Display touch de 2,8"	Touch 2,8" colorido
Consumo geral máximo	4000 VA
Alimentação	220 V — 50/60 Hz
Dreno	3/4"
Entrada de água	3/4" pressão 6mca
Garantia	01 ano*
Peso aproximado	36 kg



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Display touch de 2,8" de fácil utilização com 05 memórias configuráveis para ajustes diferentes
02 (dois) cestos em aço inox 304, sendo 01 completo e 01 sem conectores
02 (dois) pentes para limpeza com JET (lavagem de canulados), sendo 01 com 07 engates universais e 01 com 07 engates Luer- Lock
Rastreabilidade no painel dos 05 (cinco) últimos ciclos realizados
Painel touchscreen estrategicamente posicionado para evitar escorrimento da solução
Equipamento com monitoramento da atividade ultrassônica em tempo real, com parada em caso de anormalidade, não processando materiais em caso de erros
Sensores monitorados com indicação na tela gráfica e parada em caso de erros
Dosagem automática de detergente enzimático com sensor de falta de detergente
Seleção de ciclo de funcionamento para modo automático ou semiautomático
Cuba, gabinete e resistência elétrica de imersão em aço inox 304
Tampa de acrílico, altamente resistente à quebra e com monitoramento e parada quando aberta
Drenagem rápida vinculada ao ciclo de funcionamento
Equipamento calibrado com certificado válido por 01 (um) ano
Atende a norma NR-12 (Segurança e Trabalho de Máquinas e Equipamentos)
Atende a normativa RDC 15/2012 da ANVISA sobre lavadoras ultrassônicas



imagem meramente ilustrativa

Consulte termo de garantia para maiores informações