

**LAVADORA ULTRASSÔNICA HOSPITALAR Q 32/40A JET TOUCH 4,3"**
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Frequência ultrassônica	40 kHz +/- 5%
Capacidade em Litros	32 litros
Dimensões cesto (mm)	620 x 260 x 140
Dimensões cuba (mm)	640 x 280 x 250
Dimensões totais equipamentos (mm)	690 x 500 x 580
Potência ultrassônica	1200 Watts
Temporizador digital	0 a 99 minutos
Controle de aquecimento ajustável	30 à 65 °C (+/- 5%)
Display touch de 2,8"	Touch 4,3" colorido
Consumo geral máximo	4000 VA
Alimentação	220 V — 50/60 Hz
Dreno	¾"
Entrada de água	¾" pressão 6mca
Garantia	01 ano*
Peso aproximado	36 kg



imagem meramente ilustrativa

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS**

Funcionamento totalmente automatizado, com enchimento, dosagem de detergente, lavagem e drenagem, sem a necessidade de acompanhamento do operador. Todo o processo de lavagem é efetuado ao simples toque de um botão de INÍCIO

Indicação, ao término do ciclo, se a lavagem ocorreu normalmente ou se apresentou falha

02 (dois) cestos em aço inox 304 completos com 02 (dois) pentes, sendo 01 com 10 engates universais e 01 com 10 engates Luer-Lock

Sinalizador sonoro de ajuste

Dosagem automática de detergente enzimático com sensor de falta de detergente ajustável

Ajuste de dosagem de detergente de acordo com as recomendações do fabricante

Rastreabilidade sem fio com conexão a um aparelho celular, com possibilidade de geração de relatórios por período selecionado através do aplicativo Ecos\_Manager já disponível na PlayStore. O aplicativo dispõe ainda, de acesso a treinamentos e manuais de instruções online

Cuba, gabinete e resistência elétrica de imersão em aço inoxidável 304

Painel de comando com Tela Touch estrategicamente posicionado para evitar escorrimento da solução, com diversas funções e de fácil visualização e operação

Tampa de acrílico translúcida, altamente resistente à quebra e com monitoramento e parada quando aberta

Equipamento com monitoramento da atividade ultrassônica e parada automática em caso de anormalidade, evitando-se assim processamento de materiais incorretamente

Drenagem rápida vinculada ao ciclo de funcionamento

Equipamento calibrado com certificado válido por 01 (um) ano

Seleção de ciclo de funcionamento para modo automático ou semiautomático

Atende a norma NR-12 (Segurança e Trabalho de Máquinas e Equipamentos)

Atende a normativa RDC 15/2012 da ANVISA sobre lavadoras ultrassônicas



imagem meramente ilustrativa

\*Consulte termo de garantia para maiores informações\*