

LAVADORA ULTRASSÔNICA HOSPITALAR QT 50/40A JET TOUCH 4,3"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência ultrassônica	40 kHz +/- 5%
Capacidade em Litros	50 litros
Dimensões cesto (mm)	617 x 170 x 150
Dimensões cuba (mm)	640 x 375 x 180
Dimensões totais equipamentos (mm)	690 x 620 x 470
Potência ultrassônica	2000 Watts
Temporizador digital	0 a 99 minutos
Controle de aquecimento ajustável	30 à 65 °C (+/- 5%)
Display touch de 2,8"	Touch 4,3" colorido
Consumo geral máximo	6000 VA
Alimentação	220 V — 50/60 Hz
Dreno	3/4"
Entrada de água	3/4" pressão 6mca
Garantia	01 ano*
Peso aproximado	50 kg



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

- Funcionamento totalmente automatizado, com enchimento, dosagem de detergente, lavagem e drenagem, sem a necessidade de acompanhamento do operador. Todo o processo de lavagem é efetuado ao simples toque de um botão de INÍCIO
- Indicação, ao término do ciclo, se a lavagem ocorreu normalmente ou se apresentou falha
- 02 (dois) cestos em aço inox 304 completos com 02 (dois) pentes, sendo 01 com 10 engates universais e 01 com 10 engates Luer-Lock
- Sinalizador sonoro de ajuste
- Dosagem automática de detergente enzimático com sensor de falta de detergente ajustável
- Ajuste de dosagem de detergente de acordo com as recomendações do fabricante
- Rastreabilidade sem fio com conexão a um aparelho celular, com possibilidade de geração de relatórios por período selecionado através do aplicativo Ecos_Manager já disponível na PlayStore. O aplicativo dispõe ainda, de acesso a treinamentos e manuais de instruções online
- Cuba, gabinete e resistência elétrica de imersão em aço inoxidável 304
- Painel de comando com Tela Touch estrategicamente posicionado para evitar escorrimento da solução, com diversas funções e de fácil visualização e operação
- Tampa de acrílico translúcida, altamente resistente à quebra e com monitoramento e parada quando aberta
- Equipamento com monitoramento da atividade ultrassônica e parada automática em caso de anormalidade, evitando-se assim processamento de materiais incorretamente
- Drenagem rápida vinculada ao ciclo de funcionamento
- Equipamento calibrado com certificado válido por 01 (um) ano
- Seleção de ciclo de funcionamento para modo automático ou semiautomático
- Atende a norma NR-12 (Segurança e Trabalho de Máquinas e Equipamentos)
- Atende a normativa RDC 15/2012 da ANVISA sobre lavadoras ultrassônicas



imagem meramente ilustrativa

Consulte termo de garantia para maiores informações