

LAVADORA ULTRASSÔNICA HOSPITALAR Q 32/40 JET TOUCH 2,8"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência ultrassônica (kHz)	40
Potência ultrassônica (W)	1200
Capacidade em litros (L)	32
Dispositivo de canulados	14 saídas
Dimensões cesto (mm)	620 x 260 x 140
Dimensões cuba (mm)	640 x 280 x 250
Dimensões totais equipamentos (mm)	690 x 500 x 580
Peso aproximado (kg)	30
Display funcionamento automatizado	Touch 2,8" colorido
Temporizador digital ajustável (minutos)	0 à 99
Controle de aquecimento ajustável (°C)	30 à 65
Consumo geral máximo (VA)	4000
Alimentação (V - 50/60 Hz)	220
Dreno (mm)	27
Entrada de água	¾" pressão 6mca
Garantia	01 ano*



*Consulte termo de garantia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Registro numérico dos últimos 5 (cinco) ciclos realizados no equipamento
Funcionamento automatizado, totalmente intuitivo de fácil operação ao iniciar um ciclo, que é composto por: entrada de água, diluição de detergente, lavagem, drenagem e enxague. Todo esse processo é feito automaticamente sem a necessidade de acompanhamento de um operador
Equipamento possui 11 transdutores ultrassônicos fixados mecanicamente, que garante maior durabilidade e resistência a impactos
Indicação numérica gerada ao término de cada ciclo, se a lavagem ocorreu normalmente ou se apresentou falha
01 (um) cesto em aço inox 304, com 02 (dois) pentes, sendo 01 com 07 engates universais e 01 com 07 engates Luer- Lock
Acompanham 4 conectores PG9 - 5,5mm até 9mm, e 3 conectores PG11 - 9mm até 11mm
Sistema de aquecimento por resistência tubular por imersão, monitorada com sensores e alarme de segurança para desligamento em caso de nível baixo
Dosagem automática de detergente enzimático com, sensor de falta de detergente, ajustável conforme as recomendações do fabricante
Cuba, gabinete e resistência elétrica de imersão em aço inoxidável 304
Painel de comando com Tela Touch estrategicamente posicionado para evitar escorrimento da solução, com diversas funções e de fácil visualização e operação
Tampa de acrílico translúcida, com sistema de alarme e sensor de tampa aberta para segurança do operador
Equipamento com monitoramento de potência ultrassônica e parada automática em caso de anormalidade, evitando-se assim processamento de materiais incorretamente
Drenagem rápida vinculada ao término da lavagem ou enxágue de cada ciclo
Equipamento calibrado com certificado válido por 01 (um) ano
Atende a norma NR-12 (Segurança e Trabalho de Máquinas e Equipamentos)
Atende a normativa NBR-17130-1 da ABNT
Atende a normativa RDC 15/2012 da ANVISA sobre lavadoras ultrassônicas
Equipamento cadastrado na ANVISA, sob número 81127200001