

| LAVADORA ULTRASSÔNICA HOSPITALAR Q 32/40 JET TOUCH 4,3" |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                 |                     |
| Frequência ultrassônica (kHz)                           | 40                  |
| Potência ultrassônica (W)                               | 1200                |
| Capacidade em litros (L)                                | 32                  |
| Dispositivo de canulados                                | 14 saídas           |
| Dimensões cesto (mm)                                    | 620 x 260 x 140     |
| Dimensões cuba (mm)                                     | 640 x 280 x 250     |
| Dimensões totais equipamentos (mm)                      | 690 x 500 x 580     |
| Peso aproximado (kg)                                    | 30                  |
| Display                                                 | Touch 4,3" colorido |
| Temporizador digital ajustável (minutos)                | 0 à 99              |
| Controle de aquecimento ajustável (°C )                 | 30 à 65             |
| Consumo geral máximo (VA)                               | 4000                |
| Alimentação (V - 50/60 Hz)                              | 220                 |
| Dreno (mm)                                              | 27                  |
| Entrada de água                                         | ¾" pressão 6mca     |
| Garantia                                                | 01 ano*             |



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Funcionamento automatizado, totalmente intuitivo de fácil operação ao iniciar um ciclo, que é composto por: entrada de água, diluição de detergente, lavagem, drenagem e enxague. Todo esse processo é feito automaticamente sem a necessidade de acompanhamento de um operador              |  |
| Equipamento possui 11 transdutores ultrassônicos fixados mecanicamente, que garante maior durabilidade e resistência a impactos                                                                                                                                                              |  |
| Indicação numérica gerada ao término de cada ciclo, se a lavagem ocorreu normalmente ou se apresentou falha                                                                                                                                                                                  |  |
| 01 (um) cesto em aço inox 304, com 02 (dois) pentes, sendo 01 com 07 engates universais e 01 com 07 engates Luer- Lock                                                                                                                                                                       |  |
| Acompanham 4 conectores PG9 - 5,5mm até 9mm, e 3 conectores PG11 - 9mm até 11mm                                                                                                                                                                                                              |  |
| Sistema de aquecimento por resistência tubular por imersão, monitorada com sensores e alarme de segurança para desligamento em caso de nível baixo                                                                                                                                           |  |
| Dosagem automática de detergente enzimático com, sensor de falta de detergente, ajustável conforme as recomendações do fabricante                                                                                                                                                            |  |
| Rastreabilidade sem fio com conexão a um aparelho celular, com possibilidade de geração de relatórios por período selecionado através do aplicativo Ecos_Manager já disponível na Play Store e App Store. O aplicativo dispõe ainda, de acesso a treinamentos e manuais de instruções online |  |
| Cuba, gabinete e resistência elétrica de imersão em aço inoxidável 304                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Painel de comando com Tela Touch estrategicamente posicionado para evitar escorrimento da solução, com diversas funções e de fácil visualização e operação                                                                                                                                   |  |
| Tampa de acrílico translúcida, com sistema de alarme e sensor de tampa aberta para segurança do operador                                                                                                                                                                                     |  |
| Equipamento com monitoramento de potência ultrassônica e parada automática em caso de anormalidade, evitando-se assim processamento de materiais incorretamente                                                                                                                              |  |
| Drenagem rápida vinculada ao término da lavagem ou enxágue de cada ciclo                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Equipamento calibrado com certificado válido por 01 (um) ano                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Atende a normativa NBR-17130-1 da ABNT                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Atende a norma NR-12 (Segurança e Trabalho de Máquinas e Equipamentos)                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Atende a normativa RDC 15/2012 da ANVISA sobre lavadoras ultrassônicas                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Equipamento cadastrado na ANVISA, sob número 81127200001                                                                                                                                                                                                                                     |  |



imagem meramente ilustrativa

\*Consulte termo de garantia