

DESCRITIVO TÉCNICO

LAVADORA ULTRASSÔNICA Q 9.5/40A JET

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência ultrassônica (kHz)	40
Dimensões do cesto (cm)	27 x 21 x 12
Dimensões da cuba (cm)	30 x 24 x 15
Capacidade em litro (L)	9,5
Potência ultrassônica (W)	300
Temporizador digital ajustável (minutos)	0 a 99
Controle aquecimento ajustável (°C)	30 à 65
Consumo geral máximo (VA)	550
Alimentação (V - 50/60 Hz)	220
Dimensões totais do equipamento (cm)	46 x 26,5 x 42 C x L x A
Peso (kg)	12



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

01 (um) cesto em aço inox, com 5 (cinco) saídas universais;
Painel com teclas táteis
Gabinete, cesto e cuba em aço inoxidável
Resistência de aquecimento por imersão
Controle de tempo de limpeza programável digitalmente e de fácil configuração
Controle de temperatura ajustável ao apertar de um botão
Memória do último ciclo utilizado
Alarme sonoro ao final do ciclo
Sinalizador de acionamento de teclas
Tampa articulada em visor de acrílico
Pés emborrachados
Circuitos eletrônicos de última geração
Fusíveis de proteção geral e no sistema de ultrassom
Dreno de escoamento manual por válvula com espigão 3/8" (saída de 13mm)
Entrada de água e diluição de detergente enzimático manual
Equipamento cadastrado na ANVISA, sob número 81127200001
Garantia do equipamento 1(um) ano*



Conheça nossa linha hospitalar completa em:

<https://www.ecosonics.com.br/segmentos/hospitalar/>

*Para mais informações, consulte nossos termos de garantia

(19) 3936-8840

R . V . D . E Silva LTDA
CNPJ 17.211.207/0001-08

ultronique.com.br | contato@ultronique.com.br

Rua Turquesa, 215 - Recreio Campestre Joia¹
Indaiatuba-SP | Cep: 13347-070