

LAVADORA ULTRASSÔNICA HOSPITALAR QT 50/40A JET TOUCH 5"

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência ultrassônica (kHz)	40
Potência ultrassônica (W)	2000
Capacidade em Litros (L)	50
Dispositivo de canulados	20 saídas
Dimensões cesto (mm)	640 x 360 x 140
Dimensões cuba (mm)	670 x 375 x 180
Dimensões totais equipamentos (mm)	690 x 620 x 470
Peso aproximado (kg)	50
Display	Touch 5" colorido
Temporizador digital ajustável (minutos)	0 à 99
Controle de aquecimento ajustável (°C)	30 à 65
Consumo geral máximo (VA)	7000
Alimentação (V - 50/60 Hz)	220
Dreno (mm)	27
Entrada de água	¾" pressão 6mca
Garantia	01 ano*



imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Funcionamento automatizado, totalmente intuitivo de fácil operação ao iniciar um ciclo, que é composto por: entrada de água, diluição de detergente, lavagem, drenagem e enxague. Todo esse processo é feito automaticamente sem a necessidade de acompanhamento de um operador
Equipamento possui 13 transdutores ultrassônicos fixados mecanicamente, que garante maior durabilidade e resistência a impactos
Indicação numérica ao término de cada ciclo, se a lavagem ocorreu normalmente ou se apresentou falha
01 (um) cesto em aço inox 304 com 02 (dois) pentes, sendo 01 com 10 engates universais e 01 com 10 engates Luer-Lock
Acompanham 5 conectores PG9 - 5,5mm até 9mm, e 5 conectores PG11 - 9mm até 11mm
Sistema de aquecimento por resistência tubular por imersão, monitorada com sensores e alarme de segurança para desligamento em caso de nível baixo
Dosagem automática de detergente enzimático com sensor de falta de detergente, ajustável conforme as recomendações do fabricante
Rastreabilidade sem fio com conexão a um aparelho celular, com possibilidade de geração de relatórios por período selecionado através do aplicativo Ecos_Manager já disponível na PlayStore e App Store. O aplicativo dispõe ainda, de acesso a treinamentos e manuais de instruções online
Cuba, gabinete e resistência elétrica de imersão em aço inoxidável 304
Painel de comando com Tela Touch estrategicamente posicionado para evitar escorrimento da solução, com diversas funções e de fácil visualização e operação
Tampa de acrílico translúcida, com sistema de alarme e sensor de tampa aberta para segurança do operador
Equipamento com monitoramento de potência ultrassônica e parada automática em caso de anormalidade, evitando-se assim processamento de materiais incorretamente
Drenagem rápida vinculada ao término da lavagem ou enxágue de cada ciclo
Equipamento calibrado com certificado válido por 01 (um) ano
Atende a norma NR-12 (Segurança e Trabalho de Máquinas e Equipamentos)
Atende a normativa NBR-17130-1 da ABNT
Atende a normativa RDC 15/2012 da ANVISA sobre lavadoras ultrassônicas
Equipamento cadastrado na ANVISA, sob número 81127200001



imagem meramente ilustrativa

Consulte termo de garantia para maiores informações